



Мультипараметрическая автоматическая станция для выполнения тестов методом ИФА и РСК: аутоиммунные и инфекционные заболевания

Chorus trio: 1 стрип = 1 анализ



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Лунка для образца | 5. Лунка без антител |
| 2. Лунка с конъюгатом | 6. Лунка с антителами |
| 3. Лунка с разбавителем | 7. Свободная лунка |
| 4. Лунка с субстратом | 8. Штрих-код |

- ✓ Более 80 тестов в ИФА и РСК-формате
- ✓ Каждый тест выполняется в отдельном стрипе
- ✓ Выполнение до 30 различных тестов за 1 загрузку
- ✓ Время выполнения теста: 60-90 минут
- ✓ Выполнение РСК-тестов в автоматическом режиме
- ✓ Высокая точность и воспроизводимость результатов
- ✓ Многоуровневая система защиты от ошибок
- ✓ Компактный дизайн анализатора

РСК – реакция связывания комплемента

ООО «Кормей Русланд»
127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.41А, стр.5, офис 52
Тел/факс: +7 (495) 221-58-49; +7 (495) 984-22-04
www.cormay.ru cormay@cormay.ru

ChorusTrio: перечень тестов

Аутоиммунные заболевания (ИФА)

ЖКТ:

LKM-1 IgG
AMA-M2 IgG
tTg IgA/IgG
Gliadin IgA/IgG
ASCA IgA/IgG

Тромбоз:

Cardiolipin IgM/IgG
β2-Glycoprotein IgM/IgG

Васкулит:

MPO IgG
PR3 Sensitive IgG

Щитовидная железа:

Anti-Tg IgG /Anti-TPO IgG
Thyroglobulin

Ревматология:

dsDNA IgG
ANA-8 IgG
ENA-6 S IgG
SS-A IgG/SS-B IgG
snRNP-c IgG
U1-RNP IgG
Sm IgG
Jo-1 IgG
Scl 70 IgG
Cenp B IgG
ACCP IgG

Инфекционные заболевания (PCK)

Вирусные инфекции:

Вирус гриппа A/B
Вирус парагриппа
Аденовирус
Респираторно-синциальный вирус
Вирус лихорадки Q
Вирус ECHO N/P
Вирус коксаки A/B
Вирус полиомиелита
Реовирусы

Бактериальные инфекции:

Listeria monocytogenes
Brucella
Leptospira
Campylobacter jejuni
Shigella flexneri
Borrelia
Bordetella pertussis
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
Yersinia enterocolitica

Инфекционные заболевания (ИФА)

Вирусные инфекции:

Вирус Эпштейн-Барр EBNA IgG
Вирус Эпштейн-Барр VCA IgM/IgG
Вирус Эпштейн-Барр EA IgM/IgG
Вирус паротита IgM/IgG
Вирус кори IgM/IgG
Вирус ветряной оспы IgM/IgG
Вирус тосканской лихорадки IgM/IgG

TORCH-комплекс:

Токсоплазма IgA/IgM/IgG/авидность
Краснуха IgM/IgG/авидность
Цитомегаловирус IgM/IgG/авидность
Вирус простого герпеса 1+2 IgM/IgG
Вирус простого герпеса 1 IgM/IgG
Вирус простого герпеса 2 IgM/IgG

Бактериальные инфекции:

Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG
Helicobacter pylori IgA/IgG
Treponema pallidum IgM/IgG/Screen



PCK – реакция связывания компонента