



ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС!

Сервисная служба ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» это команда квалифицированных специалистов, способных выполнить весь спектр сервисных работ для обеспечения бесперебойной работы поставляемого оборудования, а также оказать методическую поддержку пользователя.

На протяжении долгих лет мы сотрудничаем с государственными и коммерческими учреждениями на территории всей России, участвуем в улучшении качества продукта, тесно работая с производителями лабораторного оборудования.

Своевременное Техническое обслуживание Оборудования для КДЛ – это залог его безотказной работоспособности на протяжении многих лет, и гарант достоверности выдаваемых им результатов.

Мы подготовили для своего клиента взаимовыгодное предложение по Техническому Обслуживанию нашего оборудования, руководствуясь утвержденными Производителем регламентами на каждую единицу техники.

- **Пакет «БАЗОВЫЙ»** – только самые необходимые работы, запасные части и расходные материалы (оптимален для нового оборудования)
- **Пакет «ВАШ ВЫБОР»** – позволяет расширить пакет «БАЗОВЫЙ» для предупреждения возможных сбоев в работе, связанных продолжительной эксплуатацией оборудования (оптимален для оборудования, которое работает уже не первый год).

Опции выбираются Клиентом с Нашими рекомендациями. Финальный объем технического обслуживания выбирается Клиентом.

Перечень оказываемых услуг

• Диагностика
• Ремонт
• Годовое, квартальное или разовое техническое обслуживание
• Полное восстановление неисправного оборудования
• Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов
• Методическая поддержка пользователя




Мы работаем по всей линейке лабораторного оборудования, предлагаемого ООО «Кормей Русланд» и не только!

www.cormay.ru


ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС!

Оборудование без ТО



Оборудование на ТО



**Несвоевременное
техническое обслуживание
оборудования может
привести к серьезным
неисправностям и
дорогостоящему ремонту!**

Мы не допустим такого!



ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС!

Пример для автоматического гематологического анализатора MYTHIC 18

(загрузка около 50 тестов в день)

Пакет «БАЗОВЫЙ»

Используемые запчасти и расходные материалы	цена	Кол-во	сумма
Plastic grease SPG35 Смазка пластиковая (25 г)	Согл.	1	
Смазка силиконовая для анализаторов серии MYTHIC	Согл.	1	
O-Rings kit Набор уплотнительных колец	Согл.	1	

Перечень работ по ТО	цена	Кол-во	сумма
Смазка механических узлов	Согл.	2	
Смазка поршней дозатора	Согл.	2	
Замена уплотнительных колец	Согл.	1	

Количество плановых выездов на ТО	цена	Кол-во	сумма
Плановый выезд в ЛПУ для проведения ТО	Согл.	4	

1) При каждом выезде в ЛПУ (плановом или внеплановом) производятся обязательные работы (входят в стоимость выезда):

- Диагностика состояния анализатора.
- Интенсивная промывка гидравлической системы
- Удаление солевых отложений, очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора. Проверка сенсоров
- Проверка работоспособности на контрольных материалах. Калибровка при необходимости. (1 раз в квартал)

2) Внеплановый выезд на диагностику неисправности входит в общую стоимость ТО

3) Запчасти и расходные материалы, не перечисленные в контракте на ТО, приобретаются по отдельному счету



ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС!

Пакет «ВАШ ВЫБОР»

Позволяет расширить пакет «БАЗОВЫЙ»

Используемые запчасти и расходные материалы (опции)	цена	Кол-во	сумма
MY 002-1001-50 11 Mythic 18 Tubings kit Набор трубок (1-22)	Согл.	1	
MY 005-1001-03 03 Piston 22mm Поршень сливной 22мм	Согл.	2	
MY 005-1001-03-09 Syringe Piston Ø 1.6 Поршень дозирования иглы пробозаборника	Согл.	1	
MY 010-2501-03 01 Piston 6.5mm Поршень подачи лизирующего реагента 6,5мм	Согл.	1	
MY 010-2501-03 02 Piston 16mm Поршень подачи дилуэнта 16мм	Согл.	1	

Перечень работы по ТО (опции)	цена	Кол-во	сумма
Замена комплекта трубок гидравлической системы	Согл.	1	
Замена поршня дозирующей системы (1 шт)	Согл.	5	

Дополнительные плановые выезды на ТО (опции)	цена	Кол-во	сумма
Дополнительный плановый выезд на ТО		1	

Пример опций для ТО или ремонт автоматического гематологического анализатора
MYTHIC 18*

РАБОТЫ	цена	Кол-во	сумма
Замена иглы пробозаборника	Согл.	1	
Замена датчика положения иглы	Согл.	1	
Замена датчика положения рокера	Согл.	1	
Замена двигателя перемещения рокера	Согл.	1	
Замена двигателя перемещения иглы	Согл.	1	
Замена апертуры WBC	Согл.	1	
Замена апертуры RBC	Согл.	1	
Замена счетных камер	Согл.	1	
Настройка измерительных каналов с помощью латекса	Согл.	1	
Замена нижней крышки блока шприцев	Согл.	1	
Замена блока шприцев	Согл.	1	
Замена датчика домашнего положения блока шприцев	Согл.	1	
...			

*запчасти оплачиваются дополнительно



ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС!

- Все необходимы для ТО и планового ремонта запасные части на поставляемое ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» лабораторное оборудование всегда в наличии на складе.
- При обслуживании нескольких единиц техники возможны скидки.
- Время реагирования Сервисной службы в течение 24 часов с момента поступления заявки.
- Наличие обученных сервисных служб партнеров в регионах, имеющих допуск работы с оборудованием ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

Контактная информация

ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.41А, стр.5, офис 52

Телефон Сервисной Службы: +7 (495) 211-58-49

E-mail: serv@cormay.ru